


Anti-Usp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - O94782

품목 번호: CM0029219



소개

사람 USP1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 샘플의 USP1을 검출합니다. DNA 손상 복구 및 유비퀴틴 경로 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	USP1 Rabbit pAb
비고/별칭	UBP; USP1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7398
유전자 ID	7398
면역원	사람 USP1 (NP_003359.3)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	O94782
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백 (Ice bag)