

Wb 및 Elisa용 Anti-Usp11 Rabbit Monoclonal Antibody - P51784

품목 번호: CM0002491



소개

인간 USP11 (UHX1)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, Western blotting (WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 탈유비쿼틴화, NF-kappa-B 신호 전달, DNA 수리, 염색질 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	USP11 Rabbit mAb
비고/별칭	UHX1; USP11
종	인간
GeneID (인간)	8237
GeneID	8237
면역원	합성 펩타이드 인간 USP11 (P51784)의 아미노산 800-900에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P51784
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백