

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Usp11 토끼 다클론 항체 - P51784

품목 번호: CM0019781



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 USP11 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플을 대상으로 하는 유비퀴틴 경로, DNA 복구 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP11 토끼 pAb
비고/별칭	UHX1; USP11
종	인간
유전자 ID	8237
면역원	인간 USP11의 70-190 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_004642.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P51784
단백질 무게	110kDa
배송	아이스팩