

Wb, Elisa용 항- Usp12 다클론 항체 - O75317

품목 번호: CM0021957



소개

인간 USP12(UBH1/USP12L1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 탈유비퀴틴화, NF- κ B 신호 전달 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP12 토끼 pAb
비고/별칭	UBH1; USP12L1; USP12
종	인간
GeneID(인간)	219333
GeneID	219333
면역원	인간 USP12(NP_872294.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75317
단백질 중량	43kDa
배송	아이스팩