

Anti-Usp13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92995

품목 번호: CM0014925



소개

Anti-USP13 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트의 USP13(자식소체, ERAD, 세포 주기를 조절하는 탈유비퀴틴화효소)을 검출합니다. 종양학 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP13 Rabbit pAb
비고/별칭	ISOT3; IsoT-3; USP13
종	인간
유전자 ID (인간)	8975
유전자 ID	8975
면역원	제조업 단백질 인간 USP13 (NP_003931.2)의 아미노산 90-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q92995
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백