


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Usp14 단일클론 항체 - P54578

품목 번호: CM0003579



소개

유비퀴틴 재활용, CXCR4 분해 및 선천성 면역에 관여하는 프로테아좀 연결 탈유비퀴틴화 효소인 USP14를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 예상 분자량은 56kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP14 Rabbit mAb
비고/별칭	TGT; Ubp6; USP14
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	9097
GeneID	9097
면역원	사람 USP14 (P54578)의 아미노산 371-473에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P54578
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백