


Wb, Elisa용 항Usp14 다클론 항체 - P54578

품목 번호: CM0021287



소개

인간 USP14를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 유비퀴틴 의존성 단백질 분해, 선천성 면역 및 신경근 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP14 토끼 pAb
비고/별칭	TGT; Ubp6; USP14
종	인간
GeneID (인간)	9097
GeneID	9097
면역원	합성 펩타이드 인간 USP14 (NP_005142.1)의 아미노산 400-500 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P54578
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩