

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Usp15 단일클론 항체 - Q9Y4E8

품목 번호: CM0008420



소개

USP15(탈유비퀴틴화 효소 15)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IP, ELISA를 통한 인간, 마우스, 쥐 조직 내 TGF-베타, NF-카파-B, 미토파지 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP15 Rabbit mAb
비고/별칭	UNPH4; UNPH-2
종	인간
GeneID (인간)	9958
GeneID	9958
면역원	합성 펩타이드 인간 USP15 (NP_001239007.1)의 아미노산 968-981에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y4E8
단백질 분자량	27 kDa/109-112 kDa
배송	아이스백