

Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Anti-Usp15 토끼 다클론 항체 - Q9Y4E8

품목 번호: CM0013423



소개

WB, IP, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 Anti-USP15 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 USP15를 검출합니다. 탈유비퀴틴화, TGF-베타 신호 전달, NF-카파-B 조절 및 미토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP15 토끼 pAb
비고/별칭	UNPH4; UNPH-2; USP15
종	인간
GeneID (인간)	9958
GeneID	9958
면역원	합성 펩타이드 인간 USP15의 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y4E8
단백질 분자량	112 kDa
배송	아이스팩