


Wb, Elisa용 Anti-Usp16 토끼 다클로날 항체 - Q9Y5T5

품목 번호: CM0029938



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 USP16 (94 kDa)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스, 쥐, 원숭이와 교차 반응합니다. 히스톤 H2A 타우비퀴틴화, 유사 분열 및 유전자 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP16 Rabbit pAb
비고/별칭	UBPM; UBP-M; USP16
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10600
GeneID	10600
면역원	인간 USP16 (NP_001001992.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 원숭이
SWISS	Q9Y5T5
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스백