


Anti-Usp21 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk80

품목 번호: CM0024262



소개

인간 USP21 데유비퀴티나제를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. USP21은 히스톤 H2A 데유비퀴티네이션 및 전사 활성화를 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP21 Rabbit pAb
비고/별칭	USP16; USP23; USP21
종(Species)	인간(Human)
GeneID	27005
면역원(Immunogen)	인간 USP21 (NP_036607.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UK80
단백질 분자량(Protein Weight)	63kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)