

Wb, Elisa용 Anti-Usp22 폴리클로날 항체 - Q9Upt9

품목 번호: CM0021468

소개

USP22에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 사람과 마우스와 교차 반응합니다. 디유비퀴틴화, 전사 조절 및 면역 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP22 Rabbit pAb
비고/별칭	USP3L; USP22
종	사람(Human)
GeneID (사람)	23326
GeneID	23326
면역원	합성 펩타이드 사람 USP22 (NP_056091.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UPT9
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백