

Wb 및 Elisa용 항Usp22 토끼 단클론 항체 - Q9Upt9

품목 번호: CM0009255

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 USP22 토끼 단클론 항체로, 인간 및 마우스 USP22와 교차 반응합니다. 전사 조절, 세포주기 진행, 선천성 면역에서 탈유비퀴티나아제 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP22 토끼 mAb
비고/별칭	USP3L; USP22
종	인간
유전자 ID	23326
면역원	인간 USP22 (Q9UPT9)의 아미노산 1-175에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UPT9
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩