

Anti-Usp22 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Upt9

품목 번호: CM0018926

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 USP22 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간 및 쥐와 반응합니다. USP22는 전사 조절, 세포 주기, 선천 면역에 관여하는 탈유비퀴틴화 효소로, 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP22 Rabbit pAb
비고/별칭	USP3L; USP22
종	인간
GeneID (인간)	23326
GeneID	23326
면역원	인간 USP22 (NP_056091.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9UPT9
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백