

Wb, Elisa용 항-Usp24 토끼 단클론 항체 - Q9Upu5

품목 번호: CM0002355

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 USP24 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 USP24를 검출합니다. 유비퀴틴-프로테아좀, 세포 생존 및 페리티노파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP24 토끼 단클론 항체
비고/별칭	USP24; 유비퀴틴 특이 펩티다아제 24
종	인간
유전자ID	23358
면역원	인간 USP24 (Q9UPU5)의 아미노산 2500-2600 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UPU5
단백질 분자량	294kDa
배송 방식	아이스 팩