

Wb, Elisa용 Anti-Usp24 토끼 다클로날 항체 - Q9Upu5

품목 번호: CM0020892

소개

페리티노파지(ferritinophagy) 및 세포 생존에 관여하는 294kDa 유비퀴틴 특이적 프로테아제인 인간 USP24를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 반응성에 대해 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	USP24 Rabbit pAb
비고/별칭	USP24; ubiquitin specific peptidase 24
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	23358
유전자 ID	23358
면역원(Immunogen)	제조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q9UPU5
단백질 분자량	294kDa
배송(Shipping)	아이스백