

## Wb, Elisa용 Anti-Usp24 토끼 다클론 항체 - Q9Upu5

품목 번호: CM0015784

### 소개

USP24 토끼 다클론 항체(pAb)는 인간 및 마우스 USP24를 특이적으로 검출하며, 웨스턴 블롯과 ELISA를 통해 검증되었습니다. 이 탈유비퀴틴화효소 항체는 세포 생존, 페리티노파지 및 유비퀴틴 경로 연구를 지원합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | USP24 토끼 pAb                                                      |
| 비고/별칭       | USP24                                                             |
| 종           | 인간                                                                |
| GeneID (인간) | 23358                                                             |
| GeneID      | 23358                                                             |
| 면역원         | 인간 USP24(NP_056121.2)의 2431~2620번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 항체 유래 동물    | 토끼                                                                |
| 분류          | 다클론 항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                           |
| SWISS       | Q9UPU5                                                            |
| 단백질 분자량     | 294kDa                                                            |
| 배송          | 아이스팩                                                              |