


Wb용 항-Usp25 토끼 단클론 항체 - Q9Uhp3

품목 번호: CM0005230



소개

인간 USP25에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IP, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 탈유비퀴틴화효소, 염증 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP25 토끼 mAb
비고/별칭	USP21; USP25
종	인간
유전자ID	29761
면역원	인간 USP25 (NP_037528.3)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHP3
단백질 분자량	122KDa/125KDa/129KDa
배송 방식	아이스 팩