


Anti-Usp25 (Usp21) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Uhp3

품목 번호: CM0017826



소개

염증, Wnt 신호 전달 및 면역 반응에 관여하는 탈유비퀴틴화 효소인 인간 USP25에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	USP25 Rabbit pAb
비고/별칭	USP21; USP25
종	인간
유전자 ID (인간)	29761
유전자 ID	29761
면역원	인간 USP25 (NP_037528.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHP3
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백