

Wb, Elisa용 항-Usp26 다클론 항체 - Q9Bxu7

품목 번호: CM0024791

소개

WB와 ELISA에서 검증된 USP26 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 시료와 반응합니다. 탈유비퀴틴화, 안드로젠 수용체 신호전달 및 정자형성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP26 토끼 pAb
비고/별칭	SPGFX6; USP26
종	인간
유전자 ID (인간)	83844
유전자 ID	83844
면역원	인간 USP26 (NP_114113.1)의 아미노산 664-913에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BXU7
단백질 분자량	104kDa
배송 방식	아이스백