

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Usp30 토끼 다클론 항체 - Q70Cq3

품목 번호: CM0013690



소개

사람 USP30에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 미토파지 및 탈유비퀴틴화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP30 토끼 pAb
비고/별칭	USP30
종	사람
GeneID (사람)	84749
GeneID	84749
면역원	사람 USP30의 아미노산 57-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_116052.2)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q70CQ3
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩