


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Usp33 폴리클로날 항체 - Q8Tey7

품목 번호: CM0019365



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 USP33 (VDU1)을 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 데유비퀴틴화, 센트리올 생물학, 및 GPCR 트래피킹 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP33 Rabbit pAb
비고/별칭	VDU1; USP33
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	23032 (Human)
항원(Immunogen)	인간 USP33 (NP_963920.1)의 아미노산 290-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8TEY7
단백질 분자량	107kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)