

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Usp39 토끼 단일클론 항체 - Q53Gs9

품목 번호: CM0003596



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-USP39 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 쥐와 반응합니다.

USP39는 스플라이싱, DNA 복구 및 세포 주기 조절에 관여하는 데유비퀴티나제입니다. B세포 발달, DNA 손상 반응 및 항바이러스 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP39 Rabbit mAb
비고/별칭	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10713
GeneID	10713
면역원	합성 펩타이드 인간 USP39 (Q53GS9)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q53GS9
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백