

## Wb 및 Elisa용 Anti-Usp39 토끼 다클로날 항체 - Q53Gs9

품목 번호: CM0030796



### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-USP39 폴리클로날 항체(별명 65K, SAD1, SNRNP65). 인간, 마우스 및 랫트 USP39와 반응성을 나타냅니다. 스플라이싱, DNA 복구 및 항바이러스 신호 전달 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 사양                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | USP39 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별명                    | 65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39                      |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                       |
| GeneID (인간)              | 10713                                                           |
| GeneID                   | 10713                                                           |
| 항원(Immunogen)            | 인간 USP39 (NP_006581.2)의 아미노산 336-565에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                      |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                 |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                  |
| SWISS                    | Q53GS9                                                          |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 65kDa                                                           |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                  |