

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Usp4 폴리클로날 항체 - Q13107

품목 번호: CM0019679



소개

인간 USP4에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플의 USP4를 검출합니다. 데유비퀴틴화, 면역 반응 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP4 Rabbit pAb
비고/별칭	UNP; Unph; USP4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7375
GeneID	7375
면역원(Immunogen)	인간 USP4 (NP_003354.2)의 아미노산 560-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13107
단백질 분자량	109kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)