

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Usp5 토끼 다클론 항체 - P45974

품목 번호: CM0026126



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 USP5 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 USP5(96 kDa)와 반응합니다. 탈유비퀴틴화 및 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP5 토끼 pAb
비고/별칭	ISOT; USP5
종	인간
GeneID (인간)	8078
GeneID	8078
면역원	인간 USP5(NP_003472.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45974
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스 팩