


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Usp8 Rabbit Pab - P40818

품목 번호: CM0029060



소개

웨스턴 블랏, IF/ICC, ELISA용 USP8 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트 USP8을 인식합니다. USP8은 단백질 회전율, 엔도솜 분류, EGFR 신호 전달을 조절하는 탈유비퀴틴화 효소입니다. 세포 주기 및 프로테오스타시스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP8 Rabbit pAb
비고/별칭	UBPY; PITA4; SPG59; HumORF8; USP8
종	인간
유전자 ID	9101
면역원	인간 USP8 (NP_005145.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40818
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스팩