


Wb, Elisa용 Anti-Usp9X 다클론 항체 - Q93008

품목 번호: CM0022865



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 USP9X 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다.

탈유비퀴틴화효소 활성, TGF- β 신호전달 및 일주기 리듬 연구를 위한 고품질 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP9X 토끼 pAb
비고/별칭	FAF; FAM; hFAM; DFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
종	인간
유전자 ID (인간)	8239
유전자 ID	8239
면역원	합성 펩타이드 인간 USP9X(NP_001034679.2)의 아미노산 1-100 영역에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q93008
단백질 분자량	290kDa
배송	아이스백