


Anti-Utp11L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y3A2

품목 번호: CM0018947



소개

인간 UTP11L(CGI94)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며, 약 30 kDa 밴드를 검출합니다. 리보솜 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UTP11L Rabbit pAb
비고/별칭	CGI94; CGI-94; UTP11L
종	인간
유전자 ID (인간)	51118
유전자 ID	51118
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3A2
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백