


Anti-Utp18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y5J1

품목 번호: CM0020818



소개

인간 UTP18 (WDR50)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 리보솜 생성, SSU 프로세좀(processome), pre-18S rRNA 처리를 조사하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UTP18 Rabbit pAb
비고/별칭	WDR50; CGI-48; UTP18
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51096
유전자 ID	51096
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 UTP18 (NP_057085.2)의 아미노산 70-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y5J1
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)