


Wb, Elisa용 Anti-Utp6 폴리클로날 항체 - Q9Nyh9

품목 번호: CM0019179



소개

인간 UTP6 (HCA66)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western Blot) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 리보솜 생성 및 핵소체 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UTP6 Rabbit pAb
비고/별칭	HCA66; C17orf40; UTP6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55813
GeneID	55813
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NYH9
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스백