


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Uvrac 폴리클로날 항체 - Q9P2Y5

품목 번호: CM0027727



소개

인간 UVRAG(p63, VPS38)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 내인성 UVRAG를 검출합니다. 오토파지(자가포식), 막 트래피킹 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UVRAG Rabbit pAb
비고/별칭	p63; DHTX; VPS38; UVRAG
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7405
GeneID	7405
면역원(Immunogen)	인간 UVRAG (NP_003360.2)의 아미노산 501-699에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9P2Y5
단백질 분자량	78kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)