

If-P, Ihc-P, Db, Elisa용 항-B-아밀로이드 단일클론 항체 - P05067

품목 번호: CM0010487



소개

인간 β -아밀로이드(P05067)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. IF-P, IHC-P, DB, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 알츠하이머병 연구 및 아밀로이드 플라크 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β -아밀로이드 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP
종	인간
GeneID (인간)	351
GeneID	351
면역원	합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P05067
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스팩