

If-P, Ihc-P, Db, Elisa용 항-B-아밀로이드(1-40) 토끼 단일클론 항체 - P05067

품목 번호: CM0006297



소개

알츠하이머병의 주요 펩타이드인 β -아밀로이드(1-40)를 표적으로 하는 고친화성 토끼 단일클론 항체입니다. IF-P, IHC-P, DB, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 아밀로이드 및 APP 가공 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β -아밀로이드(1-40) 토끼 mAb
비고/별칭	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -아밀로이드(1-40)
종	인간
GeneID (인간)	351
GeneID	351
면역원	인간 β -아밀로이드(1-40)의 아미노산 671-770에 해당하는 합성 펩타이드(NP_000475.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P05067
단백질 중량	4kDa
배송	아이스팩