

Wb 및 Elisa용 Anti-B-Arrestin1 Rabbit Monoclonal Antibody - P49407

품목 번호: CM0003072



소개

인간 β -arrestin1(ARRB1)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로 Western blot 및 ELISA에 사용됩니다. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다. GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	β -arrestin1 Rabbit mAb
비고/별칭	ARRB1; ARRB1; β -arrestin1
종	인간
GeneID (인간)	408
GeneID	408
면역원	인간 β -arrestin1(P49407)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49407
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백