

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-B-Arrestin1 토끼 다클론 항체 - P49407

품목 번호: CM0013360



소개

β -arrestin1(ARRB1/ARB1/ARR1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. GPCR 탈감작 및 내재화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β -arrestin1 토끼 pAb
비고/별칭	ARRB1; ARRB1; β -arrestin1
종	인간
유전자 ID (인간)	408
유전자 ID	408
면역원	인간 β -arrestin1(NP_004032.2)의 아미노산 169-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49407
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩