

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-B-카테닌 토끼 다클론 항체 - P35222

품목 번호: CM0018015



소개

Western blot, IHC, IF 및 ELISA용으로 검증된 β -카테닌(CTNNB1) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. Wnt 신호전달 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	β -카테닌 토끼 pAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -카테닌
종	인간
GeneID (인간)	1499
GeneID	1499
면역원	인간 베타 카테닌(NP_001895.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩