

Anti-B-Catenin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35222

품목 번호: CM0015102



소개

인간 β -Catenin (CTNNB1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA 응용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플의 내인성 β -Catenin을 검출합니다. Wnt 신호 전달 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β -Catenin Rabbit pAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; 아르마딜로; β -Catenin
종	인간
유전자 ID (인간)	1499
유전자 ID	1499
면역원	재조합 단백질 인간 β -Catenin (NP_001895.1)의 아미노산 667-781에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백