

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-B-Trcp/Btrc Rabbit Mab - Q9Y297

품목 번호: CM0006350



소개

인간 β -TrCP/BTRC를 표적으로 하는 재조합 단일클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 BTRC를 인식합니다. 유비퀴틴화 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	β -TrCP/BTRC Rabbit mAb
비고/별칭	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
종	인간
GeneID (인간)	8945
GeneID	8945
면역원	합성 펩타이드 인간 β -TrCP/BTRC (NP_378663.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y297
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩