


Wb, Elisa용 Anti-B1-Adrenergic Receptor Rabbit Polyclonal Antibody - P08588

품목 번호: CM0022732



소개

사람 β 1-아드레날린 수용체(ADRB1)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. GPCR 신호 전달 및 심장 기능 연구에서의 심혈관 및 신경학적 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β 1-Adrenergic Receptor Rabbit pAb
비고/별칭	RHR; BIAR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; β 1-Adrenergic Receptor
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	153
유전자 ID	153
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 β 1-Adrenergic Receptor (NP_000675.1)의 아미노산 350-450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P08588
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)