

Wb용 항Vamp1 단클론 항체 - P23763

품목 번호: CM0004954

소개

인간 VAMP1/시냅토크레빈-1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 신경과학 및 소낭 수송 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 제품명     | VAMP1 토끼 mAb                                            |
| 비고/별칭   | SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1                 |
| 종       | 인간                                                      |
| 유전자 ID  | 6843                                                    |
| 면역원     | 인간 VAMP1 (P23763)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                      |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                  |
| 적용 분야   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                             |
| SWISS   | P23763                                                  |
| 단백질 분자량 | 13kDa                                                   |
| 배송 방법   | 아이스 팩                                                   |