

Anti-Vamp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P23763

품목 번호: CM0025503

소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA 애플리케이션을 위한 VAMP1 (synaptobrevin-1)을 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 VAMP1 (예상 크기 ~13 kDa)에 반응합니다. 소포 운송 및 신경과학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VAMP1 Rabbit pAb
비고/별칭	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
종	Human
유전자 ID (인간)	6843
유전자 ID	6843
면역원	재조합 단백질 인간 VAMP1 (NP_954740.1)의 아미노산 1-96에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P23763
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩