

## Anti-Vamp2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P63027

품목 번호: CM0008946



### 소개

WB, IHC-P, IF-P, ELISA 애플리케이션을 위한 고품질의 Anti-VAMP2 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 VAMP2와 반응합니다. 시냅스 소포 엑소사이토시스 및 SNARE 매개 막 융합 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명                      | VAMP2 Rabbit mAb                                          |
| 비고/별칭                    | SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2                              |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                 |
| 유전자 ID                   | 6844                                                      |
| 면역원(Immunogen)           | 합성 펩타이드: 인간 VAMP2 (P63027)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                            |
| 애플리케이션                   | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                            |
| SWISS                    | P63027                                                    |
| 단백질 분자량                  | 13kDa                                                     |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                            |