

Wb 및 Elisa용 항Vamp3/셀루브레빈 다클론 항체 - Q15836

품목 번호: CM0026881

소개

VAMP3/셀루브레빈에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 VAMP3을 인식합니다. N-말단 도메인을 표적으로 하며 11kDa 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VAMP3/셀루브레빈 토끼 pAb
비고/별칭	CEB; VAMP3/Cellubrevin
종	인간
유전자 ID (인간)	9341
유전자 ID	9341
면역원	인간 VAMP3/셀루브레빈(NP_004772.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15836
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스백