

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vamp3/Cellubrevin 토끼 단일클론 항체 - Q15836

품목 번호: CM0009332

소개

인간 VAMP3/cellubrevin에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 연구 환경에서 엔도솜 수송 및 SNARE 매개 소포 수송을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VAMP3/Cellubrevin 토끼 mAb
비고/별칭	CEB; VAMP3/Cellubrevin
종	인간
GeneID (인간)	9341
GeneID	9341
면역원	재조합 단백질 인간 VAMP3/Cellubrevin(Q15836)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15836
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩