

Wb 및 Elisa용 Anti-Vamp4 토끼 다클로날 항체 - O75379

품목 번호: CM0024962

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 토끼 항-VAMP4 다클로날 항체입니다. 소포 융합 및 막 트래피킹을 조절하는 v-SNARE인 인간, 마우스 및 랫트 VAMP4를 검출합니다. SNARE 복합체 및 근육 재생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VAMP4 Rabbit pAb
비고/별칭	VAMP-4; VAMP24; VAMP4
종	Human
유전자 ID (인간)	8674
유전자 ID	8674
면역원	인간 VAMP4 (NP_003753.2)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O75379
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩