


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vamp7 폴리클로날 항체 - P51809

품목 번호: CM0022914



소개

인간 VAMP7 (SYBL1/TI-VAMP)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 리소좀 운송 및 세포 밖 분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VAMP7 Rabbit pAb
비고/별칭	SYBL1; TIVAMP; VAMP-7; TI-VAMP; VAMP7
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6845
유전자 ID	6845
항원(Immunogen)	인간 VAMP7 (NP_005629.1)의 아미노산 11-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P51809
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)