

Wb, Elisa용 항Vamp8 토끼 다클론 항체 - Q9Bv40

품목 번호: CM0014650



소개

VAMP8 토끼 다클론 항체(WB, ELISA)는 인간 VAMP8(엔도브레빈/EDB로도 알려짐)를 표적으로 하며 쥐와 래트에 교차 반응성을 나타냅니다. SNARE 매개 막 융합, 자가포식 및 면역 세포 외배출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VAMP8 토끼 pAb
비고/별칭	EDB; VAMP-8; VAMP8
종	인간
유전자 ID (인간)	8673
유전자 ID	8673
면역원	재조합 단백질 인간 VAMP8 (NP_003752.2)의 아미노산 1-75에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q9BV40
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백