


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Vapa 폴리클로날 항체 - Q9P0L0

품목 번호: CM0016356



소개

인간 VAPA (VAP-A)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플의 내인성 VAPA를 검출합니다. ER(소포체) 접착 부위 및 소포 운송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	VAPA Rabbit pAb
비고/별칭	VAP-A; VAP33; VAMP-A; VAP-33; hVAP-33; VAPA
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9218
GeneID	9218
면역원(Immunogen)	인간 VAPA (NP_919415.2)의 아미노산 137-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9P0L0
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)