


Anti-Vapb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95292

품목 번호: CM0029769



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합한 VAPB 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 VAPB와 반응합니다. ER-엔도솜 접합 부위 및 UPR 연구에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VAPB Rabbit pAb
비고/별칭	ALS8; VAP-B; VAMP-B; VAPB
종	인간(Human)
GeneID	9217
면역원	인간 VAPB (NP_004729.1)의 아미노산 10-222에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O95292
단백질 크기	27kDa
배송	아이스백